

Snelle methode om te testen op *Brettanomyces bruxellensis*

In Australië in het AWRI heeft enkele jaren geleden men een nieuwe methode geperfectioneerd om op een snellere manier *Brettanomyces bruxellensis* op te sporen. De klassieke methode werkt via het 'platen' of enten van wijn op een voedingsbodem waarna een kweekperiode volgt om dan onder de microscoop de bepaling te doen. Een procedure die enige tijd in beslag neemt.




Foto wikipedia

De nieuwe methode versnelt de procedure tot 1 à 2 dagen en wordt nu als service aangeboden aan de Australische wijnbouwers.

De methode maakt gebruik van de polymeraseketen op reactie (PCR) gebaseerde Veriflow™-technologie en richt zich specifiek op *B. bruxellensis*-DNA.

De techniek wordt ook gedistribueerd worden naar buitenlandse labo's. Indien je een probleem hebt met deze wilde gist in de kelder, kan je je vertrouwde analyse-labo contacteren en vragen of ze deze techniek reeds in huis hebben. Tijd is een belangrijke factor bij zo'n infectie.

Meer op : [LINK](#)